

	Ver.11 2024年7月23日												Ver.10 2024年6月25日												変更事項	変更日	
	項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告 時間	当直	項 目 名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告 時間	当直			
1	PT(血漿プロトロンビン時間)	11.0-14.0	sec		散乱光度法 (凝固時間法)	クエン酸血漿	B管	凍結	1.8	1.8	45分		PT(血漿プロトロンビン時間)	11.0-14.0	sec	有	散乱光度法 (凝固時間法)	クエン酸血漿	B管	凍結	1.8	1.8	45分		誤記のため	2024年7月11日	
	PT-%	80-120	%										PT-%	80-120	%												
	PT-INR	設定なし		有									PT-INR	設定なし													
2	SP-D(サーファクタント蛋白D)	109.8以下	ng/mL		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分														項目追加	2024年7月11日	
3	IgG4	11.0-121.0	mg/dL		ラテックス免疫比濁法	血清	C黄管	凍結	0.5	5	40分														項目追加	2024年7月11日	
4	HLA DNA Typing生体レシピエント(A,B,DR)				PCR-SSP	血液	EDTA管	不可	5	5	2〜3日	残検体での検査不可	HLA DNA Typing生体レシピエント(A,B,DR)				PCR-SSP	血液	EDTA管	不可	5	5	2〜3日	×	検査方法の変更	2024年7月11日	
5	腎移植用抗A抗体価測定				カラム凝集法(生食法、間接抗グロブリン法)	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1〜2日	×	腎移植用抗A抗体価測定				試験管法(生食法、間接抗グロブリン法)	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1〜2日	×	検査方法の変更	2024年7月11日	
	腎移植用抗B抗体価測定				カラム凝集法(生食法、間接抗グロブリン法)	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1〜2日	×	腎移植用抗B抗体価測定				試験管法(生食法、間接抗グロブリン法)	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1〜2日	×	検査方法の変更	2024年7月11日	
6	抗A抗体価測定				カラム凝集法(生食法、間接抗グロブリン法)	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1〜2日	×	抗A抗体価測定				試験管法(生食法、間接抗グロブリン法)	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1〜2日	×	検査方法の変更	2024年7月11日	
	抗B抗体価測定				カラム凝集法(生食法、間接抗グロブリン法)	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1〜2日	×	抗B抗体価測定				試験管法(生食法、間接抗グロブリン法)	血清	C茶管	冷蔵	6	6	1〜2日	×	検査方法の変更	2024年7月11日	
7													抗血小板抗体検査	(-)				MPHA(混合受身凝集法)	血清	C茶管	冷蔵	0.4	1.2		×	項目削除	2024年7月11日