

Ver.13 2025年6月17日												Ver.12 2025年1月27日												変更事項	変更日	
項目名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告 時間	当直	項目名	基準値		小児基準値	測定方法	材 料	容 器	保存	検査量 mL	採取量 mL	報告 時間	当直			
1	PT(血漿プロトロンビン時間)	11.0-14.0	sec		散乱光度法 (凝固時間法)	クエン酸血漿	B管	凍結	1.8	1.8	45分		PT(血漿プロトロンビン時間)	11.0-14.0	sec										「測定方法～報告時間」の追加	2025年5月7日
2	末梢血 NAP(好中球アルカリフォスファターゼ)										2日 ×	末梢血 NAP(好中球アルカリフォスファターゼ)												報告時間、当直の表示枠変更		
3	NAP-SCOR	M:170-335			朝長法	末梢血	耳朶血	不可	適宜	適宜		NAP-SCOR	M:170-335			朝長法	末梢血	耳朶血	不可	適宜	適宜	2日	×			
4	グリコヘモグロビン(HbA1c)	4.6-6.2(NGSP)	%		酵素法	G管血球	G管	冷蔵	0.5	2	40分		グリコヘモグロビン(HbA1c)	4.6-6.2(NGSP)	%		HPLC 法	G管全血	G管	冷蔵	1	1	30分		測定方法、材料、検査量、採取量、報告時間変更	
5												ヘモグロビンF	設定なし	%		HPLC 法	G管全血	G管	冷蔵	0.5	1	30分		項目削除		
6	血糖	73-109	mg/d L		HK-G6PDH法	G管血漿	G管	冷蔵	0.5	2	40分		血糖	73-109	mg/d L		GOD 電極法	G管血漿	G管	冷蔵	0.5	2	30分		測定方法、報告時間変更	
7												髄膜炎起因菌キット	(-)			ラテックス凝集法	髄液	滅菌スビッツ	冷蔵	0.5	1	30分～1時間	×	項目削除		